


ONTLASTING

Instructie voor ontlasting afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig



A. Fecesvanger

B. Buisje met schepje

C. Barcode sticker

D. Safety bag

ONTLASTING

Instructie voor ontlasting afname.
Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Pak de brede korte buis met bruine dop.
Besticker het met de **lichtblauwe sticker** waarop staat: **ontlasting**.
2. Ga naar het toilet en vang de ontlasting op met het bijgevoegde papieren opvangsysteem "de fecesvanger".
3. Open nu de buis en schep met het schepje dat vastzit aan de dop, de ontlasting van het opvangsysteem over in de buis.
4. Plaats de dop terug op de buis en draai vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.